

Poz.	Mn.	Jed.	Název pol.	Č. položky	Staré č. položky	Rozměr	Materiál	POZNÁMKA	POZNÁMKA
1	1	ks	ANALYTIC CHAMBER	UKA-01-A	UKA-01-A	589x565x401			
2	1	ks	CHAMBER BOTTOM PLATE	UKA-02	UKA-02	D420x29	AISI 304L		
3	1	ks	MAGNETIC SHIELDING	UKA-03-A	UKA-03-A	535x519x352			
8	ks		ŠROUB IMBUS 1143.A2 M4X8	404-0218	1143.A2 M4x8	M4 x 8	A2 / SS		
36	ks		ŠROUB 6HRAN 1103.A2 M10X45	405-0050	1103.A2 M10x45	M10 x 45	A2 / SS		
36	ks		PODLOŽKA 1702.A2 10.5	403-0024	1702.A2 10.5	10.5	A2 / SS		
1	ks		CF COPPER GASKET DN 350		-	DN 350 CF			



PORT SUMMARY:

DN 16CF - 1x - differential pumping
DN 40CF - 24x
DN 63CF - 5x
DN 100CF - 3x
DN 160CF - 3x
DN 200CF - 1x

Flange list in drw. No. UKA-01

VÝVOJ

UHV CHAMBER - CLEANED FOR UHV CONDITIONS

Měř./ Scale	Formát/ Format	Všechny hrany sražené min 0,1/All edges chamfered 0,1 at least Vypracoval/Drawn Michal Páleníček 12.04.2016 tel. 530 353 165 Změnil/Modified tel. Schválil/Approved Pavel Doležel 12.04.2016 tel. 530 353 469	Materiál/Material Materiál <není určen>	Stupeň čištění/Clean level C – UHV
2:5	A3		Tolerování/Tolerance ISO 8015	
			Přesnost/Accuracy class ISO 2768-mK	
 PERFORMANCE IN NANOSPACE		Název/Title ANALYTICKÁ KOMORA/ANALYTICAL CHAMBER	Promítání/Projection E 	Hmotnost/Weight 137.542 kg
			Rozměry v milimetrech/All dimensions in millimetres	
			Číslo výkresu/DRWG. NO.	List/Sheet 1 z/of 1
			UKA-00-A	
Popis opravy			Oprava/Revision 01	
PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL - THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF TESCAN. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF TESCAN IS PROHIBITED.				